



## 600 Нулевая жидкость для мойки систем анализаторов молока

Служит для установки нулевого сигнала детектора. Промывка проточной системы анализатора после использования чистящей жидкости.

### Назначение

#### ✓ УДАЛЯЕМЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

#### 🗑 ОБЪЕКТЫ МОЙКИ

Анализаторы молока

#### ⚙ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ

#### 🔗 СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бутылка с нулевой жидкостью размещается в соответствующем отсеке анализатора и используется автоматически в ходе выполнения очистки и установки нуля

#### 📦 ФАСОВКА

0,3 л | 0,5 л | 1 л

ρ

pH

### Способы применения

Бутылка с нулевой жидкостью размещается в соответствующем отсеке анализатора и используется автоматически в ходе выполнения очистки и установки нуля.